




# CANAL MÉDICO Sesderma México

Septiembre 2023



## Rutinas Domiciliarias **SESDERMA**

MÉXICO

SESDERMA



## RUTINA DE FOTORREPARADOR DNA (Todo tipo de pieles todo el año)

### Preparación de la Rutina de skin care



Sensyses Lightening



C-VIT 5



RetiAge



Tacto Seda



Sensyses Lightening



Resveraderm crema gel

### Modo de uso

- **Paso 1** - Limpiar perfectamente el rostro con **Sensyses Lightening** 🌙
- **Paso 2** - Aplicar 3-4 gotas de **Cvit 5 Serum** en todo el rostro cuello y escote ☀️
- **Paso 3** - Aplicar el **contorno de ojos** la cantidad es menos de un chicharo y extenderla en los ojos con un ligero masaje
- **Paso 4** - Sellar con **Repaskin Tacto Seda**
- **Paso 5** - Aplicar **Resveraderm Crema Gel** en todo el rostro 🌙