



# CANAL MÉDICO Sesderma México

Septiembre 2023



## Rutinas Domiciliarias SESDERMA

MÉXICO

SESDERMA



### RUTINA ANTIAGING MICRONEEDLING

#### Preparación de la Rutina de skin care



SensySes Classic



C-VIT 5



Daeses Ojos



Tacto Seda



SensySes Lighening



Crema Factor G



Ovalo facial Factor G

#### Modo de uso

- **Paso 1** - Limpiar perfectamente el rostro con **SensySes Classic** 🌙
- **Paso 2** - Aplicamos de 3 a 4 gotas del **Serum de Cvit 5** rostro, cuello y escote ☀️
- **Paso 3** - Enseguida aplicamos el **Contorno de Ojos** con un ligero masaje en ambos ojos 🌙
- **Paso 4** - Sellamos con protección solar de **Repaskin** en todo el rostro con ligeros toques en el rostro 🌙
- **Paso 5** - Aplicar **la crema** en todo el rostro 🌙
- **Paso 6** - Por ultimo aplicamos el **Ovalo Facial** en cuello y escote con un ligero masaje 🌙